# TECHNICKÁ DOKUMENTACE

# **Apnea Detection**


## ÚVOD


- Program hledá a klasifikuje spánkovou apnoe ze zadaných signálů
- Vstupem programu jsou data s testovanými signály a vzorkovací frekvence fvz
- Pokud není na vstupu funkce zadána, platí fvz = 32 Hz
- Výstupem programu je hodnota 1 až 4 říkající, co signál připomíná

### **ALGORITMUS**

#### Zpracování dat:

- Načteme data obsažená v datasetu data.Flow (průtok vzduchu), data.Pres (Tlak vzduchu), data.Thor (Pohyby hrudníku), data.Abdo (Pohyby břicha) data.SpO2 (Saturaci kyslíkem)
- Data filtrujeme mediánovým filtrem
- Normalizujeme, peak-to-peak od 0 do 1






### **ALGORITMUS**


#### Aktivita signálů

- Určíme tresholdy signálů
  Flow, Thor a Abdo, pomocí
  kterých determinujeme
  binární aktivitu signálů.
- Vymezíme nejdelší interval, kdy aktivita Flow je rovna 0
- V tomto intervalu počítáme pokusy o nádech (aktivitu thor a abdo)




#### Centrální apnoe:

Pokud je interval, kdy aktivita Flow = 0 delší nebo roven 10s (fvz \* 10) a počet aktivit Thor nebo Abdo je <= 4




#### Obstrukční apnoe

Pokud je interval, kdy aktivita Flow = 0 delší nebo roven 10s a počet aktivit Thor nebo Abdo > 4




#### Hypopnoe

Najdeme peaky signálu Flow. Pokud je v signálu více než 10s interval,kdy každý peak je kratší alespoň o 45% prvního




#### Bez patologické respirační události

Případy, kdy nebyly splněny všechny předchozí podmínky




## **BLOKOVÉ SCHÉMA**





## VÝSLEDKY HODNOCENÍ ALGORYTMU



77.6%	22.4%
75.2%	24.8%
72.8%	27.2%
82.4%	17.6%

68.8%	76.4%	79.8%	84.4%
31.2%	23.6%	20.2%	15.6%
1	2	3	4

**Predicted Class** 

## ZÁVĚR

 Tato metoda je poměrně úspěšná. Menšinové chybné výsledky jsou v závislosti na nuancích způsobených fyziologickými – a tedy nedokonalými záznamy.

## **ZDROJE**

- Sleep Apnea Detection (detekce\_apnoe.pdf)
- Sleep Disorders (sleep disorders.pdf)